



CATALOGO PRODOTTI

Marzo 2026

AK Medical S.r.l.

Sede legale & operativa | Via del Chioso 8/10 - 24030 Mozzo (BG) Italia

P.I. e C.F. | 02484810391

Contatti | Tel. 035 613712 - Cell: 334 1807240

E-mail: commerciale@akmedical.it

Sito web | www.akmedical.it

LinkedIn | www.linkedin.com/company/ak-medical-s-r-l/

REV 0.0

La nostra storia

Era il 2013, un anno che si è contraddistinto con qualche evento storico di rilevanza: Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni, a maggio esce in edicola il Topolino n. 3000, muore Nelson Mandela e il Sassuolo va in Serie A. Fra questi momenti memorabili si inserisce la nascita di una giovane ma altrettanto convinta realtà aziendale: AK Medical. Quest'ultimo nome deve essere l'evento che più Vi avrà colpito pensando al 2013, se non fosse così direi che è il momento di conoscerci meglio.

Il mondo dell'e-commerce era ciò che richiamava attenzione e non abbiamo esitato a tentare un approccio nuovo nel settore medicale aprendo il nostro sito web.

Sono passati 10 anni e la sfida continua. Il mercato impervia verso nuove prospettive e la vendita dei prodotti medicali deve stare al passo coi tempi. Seguendo le necessità dei consumatori finali e dei pazienti, cerchiamo di selezionare le migliori opzioni disponibili sul mercato senza dimenticare ciò che più ci contraddistingue: il dialogo e la relazione umana. Il rapporto con i clienti è quanto di più importante abbiamo a cuore e cerchiamo di tenere vivo in una società digitale e distaccata.

ISO 9001:2015 | Prodotti di qualità

È una norma che definisce i requisiti di un sistema di gestione della qualità, allo scopo di condurre i processi aziendali, attenendosi a procedure di lavoro codificate per garantire la costanza dei processi produttivi e gestionali e per contribuire al loro continuo miglioramento, il tutto orientato a garantire la soddisfazione del cliente.

ISO 13485:2021 | Qualità dei dispositivi medici

È una norma che specifica i requisiti per i sistemi di gestione per la qualità che permettono ad una organizzazione di dimostrare la sua capacità di fornire dispositivi medici e relativi servizi che siano conformi ai requisiti dei clienti e ai requisiti regolamentari applicabili a tali dispositivi medici.

CE 0425 | Conformità nel mercato UE

È un certificato che indica la conformità a tutti gli obblighi che incombono sui fabbricanti, distributori e importatori in merito ai loro prodotti in virtù delle norme comunitarie UE, consentendo la libera commercializzazione dei prodotti marcati entro il mercato europeo.

INDICE

GINECOLOGIA

Speculum vaginale monouso	pag. 5
Ostetricia monouso	pag. 6
Cannule per aspirazione intrauterina	pag. 10
Kit componibili per Pap-test Sterile	pag. 11
Pessari per prolasso utero-vaginale	pag. 12

CURA DEL PAZIENTE

Visita e protezione	pag. 13
Lunghe degenze	pag. 16

ELETTROCHIRURGIA

Manipoli a pulsanti	pag. 19
Manipoli a pedale e accessori	pag. 20
Adattatori per manipoli monopolari	pag. 21
Elettrodi per manipoli	pag. 22
Piastre paziente monouso	pag. 26
Cavi per piastra paziente	pag. 28
Pinze elettrochirurgiche mono e bipolari	pag. 29
Cavi per pinze elettrochirurgiche	pag. 31

ASPIRAZIONE CHIRURGICA

Vasi e accessori	pag. 32
Cannule e tubi	pag. 33

OSSIGENOTERAPIA

Mascherine e occhialini	pag. 34
-------------------------	---------

TERAPIA RESPIRATORIA

Pep Mask	pag. 37
Accessori per Pep Mask	pag. 38

OTORINOLARINGOIATRIA

Cannule tracheostomiche	pag. 39
Accessori cannule	pag. 43

ECOGRAFIA

Elettrodi per E.C.G

pag. 44

Gel per ultrasuoni

pag. 45

Carta ecografica Sony e stampanti

pag. 46

Carta ecografica Mitsubishi

pag. 49

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI

pag. 50

Speculum vaginale monouso | GINECOLOGIA

Lo speculum è un dispositivo medico che viene utilizzato durante la visita ginecologica per mantenere aperto l'orifizio vaginale in modo da poter effettuare analisi e interventi.


REF		DIAMETRO	CND	RDM	SCATOLA
0101	sterile	Ø 36 mm	U089006	1382682	120 pz
0102	sterile	Ø 20 mm	U089006	1382682	120 pz
0103	sterile	Ø 28 mm	U089006	1382682	120 pz
0101/NS	non sterile	Ø 36 mm	U089006	2671748	200 pz
0102/NS	non sterile	Ø 20 mm	U089006	2671748	200 pz
0103/NS	non sterile	Ø 28 mm	U089006	2671748	200 pz



A VITE LATERALE

MODELLO

REF		DIAMETRO	CND	RDM	SCATOLA
0105	sterile	Ø 26 mm	U089006	1382682	150 pz
0105/NS	sterile	Ø 26 mm	U089006	2671390	200 pz



CENTRALE DENTELLATO

MODELLO A PERNO

REF		DIAMETRO	CND	RDM	SCATOLA
0104	sterile	Ø 20 mm	U089006	1382682	120 pz
0104/S	sterile	Ø 24 mm	U089006	1382682	120 pz
0105/S	sterile	Ø 26 mm	U089006	1382682	120 pz
0106	sterile	Ø 30 mm	U089006	1382682	120 pz
0104/NS	non sterile	Ø 20 mm	U089006	2671390	200 pz
0104/SNS	non sterile	Ø 24 mm	U089006	2671390	200 pz
0105/SNS	non sterile	Ø 26 mm	U089006	2671390	200 pz
0106/NS	non sterile	Ø 30 mm	U089006	2671390	200 pz



A PERNO CENTRALE

MODELLO

Ostetricia monouso | GINECOLOGIA

PINZETTA OMBELICALE MONOUSO STERILE

La pinzetta è utilizzata per la chiusura del cordone ombelicale prima del taglio dello stesso. Il bloccaggio irreversibile con fermi laterali evita la fuoriuscita del cordone ombelicale.



REF	MORSETTO	CND	RDM	SCATOLA	
0111	sterile	3,2 mm	V0202	1382691	500 pz
0111/L	sterile	3,6 mm	V0202	1382691	100 pz

TRONCHESINA PER PINZETTA OMBELICALE ***NOVITÀ 2026***

La tronchesina assiste il personale medico nel momento in cui la pinzetta ombelicale viene posizionata in maniera errata e serve la rimozione immediata.



REF	DIMENSIONI	CND	RDM	SCATOLA	
111902	non sterile	13x4,5 cm	V0299	2922212	100 pz

PERFORATORE MEMBRANA AMNIOTICA MONOUSO STERILE

Il perforatore membrana amniotica è utilizzato per la rottura volontaria della membrana amniotica prima il parto.



REF	LUNGHEZZA	CND	RDM	SCATOLA	
0120	sterile	26 cm	U089004	1382704	250 pz
0120	sterile	26 cm	U089004	1382704	600 pz

BRACCIALETTO IDENTIFICAZIONE MAMMA-NEONATO ***NOVITÀ 2026***

Il braccialetto mamma e neonato con etichetta scrivibile che rimane inviolabile una volta inserita nell'apposito spazio.



REF	DESCRIZIONE	CND	RDM	SCATOLA
ID0202MN-B	non sterile Kit nr 2 braccialetti Mamma-Neonato	V9099	2952727	100 pz

SET PER BIOPSIA ENDOMETRIALE STERILE

La biopsia endometriale è un metodo per prelievo di materiale all'interno dell'endometrio per uso diagnostico allo scopo di identificare eventuali cellule anormali e gli effetti che gli ormoni hanno sull'endometrio stesso.



REF	DIAMETRO	CND	RDM	SCATOLA	
0130	sterile	Ø 4 mm	A010299	1382715	50 pz
0131	sterile	Ø 2,5 mm	A010299	1382715	50 pz

SONDA ISTEROMETRICA DILATATRICE MONOUSO STERILE

La sonda isterometrica dilatatrice è un dispositivo ad uso temporaneo per misurare la profondità dell'utero.



REF	LUNGHEZZA	CND	RDM	SCATOLA
0133	sterile	25 cm	U089003	1382740 250 pz



SPAZZOLINO PER PRELIEVO ENDOCERVICALE MONOUSO


Lo spazzolino per prelievo endocervicale serve a consentire il prelievo di cellule endocervicali per esame citologico.



REF	LUNGHEZZA	CND	RDM	SCATOLA
0134	sterile	192 mm	U09030301	1382767 250 pz
0134	sterile	192 mm	U09030301	1382767 1.000 pz
0134/NS	non sterile	192 mm	U09030301	2441284 Conf. da 50 pz Box da 5000 pz

SONDA PER IL PRELIEVO ENDOMETRIALE TIPO "ENDOCYTE" MONOUSO STERILE

La sonda permette di raccogliere cellule presenti all'interno del cavo vaginale per la prevenzione di patologie del collo dell'utero.



REF	LUNGHEZZA	CND	RDM	SCATOLA
0135	sterile	26 cm	A99	1382778 250 pz
0135	sterile	26 cm	A99	1382778 500 pz



SPATOLA DI AYRE IN LEGNO MONOUSO

La spatola di Ayre è usata nel pap-test tramite il prelievo dall'esocervice, inserendo la parte più allungata all'inizio dell'orifizio cervicale e ruotando la spatola in senso orario per 360 gradi.



REF	LUNGHEZZA	CND	RDM	SCATOLA
0136	sterile	18 cm	U0899	1382797 Conf. da 500 pz Box da 4.000 pz
0136/NS	non sterile	18 cm	U0899	2441282 Conf. da 100 pz Box da 5.000 pz

TAMPONE OVATTATO PER PRELIEVO IN LEGNO MONOUSO


Il tampone serve ad effettuare prelievi di cellule all'interno del collo uterino in maniera delicata e indolore.



REF		LUNGHEZZA	CND	RDM	SCATOLA
0137	sterile	153 mm	M010103	1382827	Conf. da 500 pz Box da 4.000 pz
0137/NS	non sterile	153 mm	M010103	2470362	Conf. da 100 pz Box da 1.000 pz

MINICONTAINER PORTAVETRINI NON STERILI

I contenitori per i vetrini sono l'accessorio utile al trasporto dei vetrini usati per campioni citologici e raccolti a scopo ispettivo.



REF	DESCRIZIONE	CND	RDM	SCATOLA
0138	Minicontainer a 2 posti per vetrini mm. 26 x 76, modello ad alloggiamento verticale	W0202050385	2441304	100 pz
0138/P	Minicontainer a 2 posti per vetrini mm. 75 x 85, modello a portafoglio con chiusura a scatto	W0202050385	2441304	100 pz

FISSATORE CITOLOGICO SPRAY

Il fissatore è indicato per fissare il materiale cellulare strisciato sul vetrino assicurando la stabilità del campione. Garantisce una perfetta e lunga conservazione del materiale biologico.

REF		CAPACITÀ	CND	RDM	SCATOLA
0139	non sterile	250 ml	W01030705	2441305	12 pz



VETRINI PER CITOLOGIA, MOLATI E CON BANDA SABBIAIA

Il vetrino è la base per depositare i campioni prelevati destinati agli esami diagnostici.



REF		CND	RDM	SCATOLA
0140	non sterile	W0503900201	2441247	Conf. da 50 pz Box da 2.500 pz

COPRISONDA IN LATTICE NON LUBRIFICATA

Le protezioni per sonde ecografiche non sterili in lattice riducono il deterioramento delle stesse sonde, la misura del coprisonda con diametro di Ø 35 mm è adatto alle sonde vaginali.

REF		DIMENSIONI	CND	RDM	SCATOLA
KX07	non sterile	Non lubrificata Ø 35 mm Lungh. 191-199 mm	T030102	963672	500 pz



COPRISONDA LUBRIFICATA ECLIPSE® - PARKER

Una morbida copertura monouso per sonde/trasduttori ecografici, pre-gelificata all'interno con Aquasonic® 100 Ultrasound Transmission Gel. Si adatta alla maggior parte delle sonde ecografiche endocavitare.

REF		DIMENSIONI	CND	RDM	SCATOLA
38-01	non sterile	Lubrificata Ø 60-44 mm Lungh. 241 mm	T030102	125421	100 pz



GEL LUBRIFICANTE STERILE COGEL - COMEDICAL

Progettato e realizzato per essere impiegato in associazione ad altri Dispositivi Medici (es. endoscopi, cateteri vescicali, speculum, tubi endotracheali, sondini nutrizionali, ecc.) impiegati in procedure diagnostiche e terapeutiche. Il gel può essere anche utilizzato nelle ecografie a ultrasuoni e per la preparazione di miscele per impieghi diagnostici e terapeutici.


REF		DESCRIZIONE	CND	RDM	SCATOLA
PAG09NA1Q	sterile	Siringa pre-riempita con gel lubrificante – 10 ml	A02010799	1263384	50 pz



PALLONCINO MONOUSO PER MATURAZIONE CERVICALE

Il Cervical Maturation Balloon è un catetere a doppio palloncino in silicone. Il gonfiaggio massimo del palloncino è 80 ml/palloncino e trova applicazione nelle procedure di induzione al parto naturale.

REF		DESCRIZIONE	TIPO	CND	RDM	SCATOLA
43.03.10001	sterile	Catetere con doppio palloncino	Normale	U0899	2330422	10 pz




Cannule per aspirazione intrauterina | GINECOLOGIA

La cannula monouso per l'aspirazione intrauterina viene utilizzata per l'interruzione di gravidanza.




REF		DIAMETRO	CND	RDM	SCATOLA
0150/6	sterile	Ø 6 mm	A06010103	1382858	100 pz
0150/7	sterile	Ø 7 mm	A06010103	1382858	100 pz
0150/8	sterile	Ø 8 mm	A06010103	1382858	100 pz
0150/9	sterile	Ø 9 mm	A06010103	1382858	100 pz
0150/10	sterile	Ø 10 mm	A06010103	1382858	100 pz
0150/11	sterile	Ø 11 mm	A06010103	1382858	100 pz
0150/12	sterile	Ø 12 mm	A06010103	1382858	100 pz




LUNGHEZZA Cm. 18,5

REF		DIAMETRO	CND	RDM	SCATOLA
0150/7-BR	sterile	Ø 7 mm	A06010103	1382848	100 pz
0150/8-BR	sterile	Ø 8 mm	A06010103	1382848	100 pz
0150/9-BR	sterile	Ø 9 mm	A06010103	1382848	100 pz
0150/10-BR	sterile	Ø 10 mm	A06010103	1382848	100 pz
0150/11-BR	sterile	Ø 11 mm	A06010103	1382848	100 pz
0150/12-BR	sterile	Ø 12 mm	A06010103	1382848	100 pz



LUNGHEZZA Cm. 18,5

REF		DIAMETRO	CND	RDM	SCATOLA
0150/7-BC	sterile	Ø 7 mm	A06010103	1382848	100 pz
0150/8-BC	sterile	Ø 8 mm	A06010103	1382848	100 pz
0150/9-BC	sterile	Ø 9 mm	A06010103	1382848	100 pz
0150/10-BC	sterile	Ø 10 mm	A06010103	1382848	100 pz
0150/11-BC	sterile	Ø 11 mm	A06010103	1382848	100 pz
0150/12-BC	sterile	Ø 12 mm	A06010103	1382848	100 pz



CANNULE MONOUSO PER ASPIRAZIONE
INTRAUTERINA METODO "KARMAN"

CANNULE MONOUSO PER ASPIRAZIONE
INTRAUTERINA RIGIDA RETTA A BECCO DI FLAUTO

CANNULE MONOUSO PER ASPIRAZIONE
INTRAUTERINA RIGIDA CURVA A BECCO DI FLAUTO

Kit componibili per Pap-test Sterile | GINECOLOGIA

Il Pap-test è un esame indolore per la rilevazione della presenza di cellule anomale nella cervice. Permette una diagnosi precoce di patologie del collo dell'utero.

La configurazione funzionale del kit permette un'operatività immediata, può contenere le seguenti tipologie di prodotto:

- n. 1 Speculum a vite laterale o a perno centrale nelle varie misure
- n. 1 Spatola di Ayre in legno
- n. 1 Tampone ovattato
- n. 1 Spazzolino per prelievo endocervicale
- n. 1 o 2 Vetrini portaoggetti
- n. 1 o 2 Guanti per esplorazione
- n. 1 Minicontainer portavetrini
- n. 1 Sonda per prelievo "Endocyte"
- n. 1 Bustina di fissatore citologico 4 ml

Di seguito alcune combinazioni di kit sterili (**CND: U0899** e **RDM: 1382628**) che possono essere modificati o creati su richiesta:

COD.	SPECULUM	MISURA SPEC.	GUANTO	MINI CONTAINER	VETRINI	SPAT. AYRE	TAMPONE	SPAZZOLINO	SONDA ENDOCYTE	FISSATORE CITOLOGICO	NR KIT/ SCATOLA
0161	Vite lat.	Grande	1 pz	x		x	x				75 pz
0162	Vite lat.	Piccolo	1 pz	x		x	x				75 pz
0163	Vite lat.	Medio	1 pz	x		x	x				75 pz
0171	Vite lat.	Grande			1 pz	x		x			100 pz
0172	Vite lat.	Piccolo			1 pz	x		x			100 pz
0173	Vite lat.	Medio			1 pz	x		x			100 pz
0181	Perno	Grande		x	2 pz	x	x	x			100 pz
0182	Perno	Piccolo		x	2 pz	x	x	x			100 pz
0183	Perno	Medio		x	2 pz	x	x	x			100 pz
0185			1 pz	x	1 pz	x		x			100 pz
0191	Vite lat.	Grande	1 pz	x	2 pz	x	x		x		50 pz
0192	Vite lat.	Piccolo	1 pz	x	2 pz	x	x		x		50 pz
0193	Vite lat.	Medio	1 pz	x	2 pz	x	x		x		50 pz
0194				x	1 pz	x		x			50 pz
0195	Perno	Medio	2 pz	x	2 pz	x		x			100 pz
0196			2 pz	x	2 pz	x		x			100 pz
0198					1 pz	x		x		1 bustina	100 pz

Pessario per Prolasso Utero-Vaginale | GINECOLOGIA

Il pessario è un anello di gomma o silicone che viene inserito in vagina tra il fornice vaginale e l'osso pubico, con lo scopo di impedire il prolasso completo dell'utero.



REF		DIAMETRO	CND	RDM	CONFEZIONE
FOR.70.52050	non sterile	Ø 50 mm	U089005	1160079	1 pz
FOR.70.52055	non sterile	Ø 55 mm	U089005	1160080	1 pz
FOR.70.52060	non sterile	Ø 60 mm	U089005	1160081	1 pz
FOR.70.52065	non sterile	Ø 65 mm	U089005	1160084	1 pz
FOR.70.52070	non sterile	Ø 70 mm	U089005	1160099	1 pz
FOR.70.52075	non sterile	Ø 75 mm	U089005	1160102	1 pz
FOR.70.52080	non sterile	Ø 80 mm	U089005	1160109	1 pz
FOR.70.52085	non sterile	Ø 85 mm	U089005	1160111	1 pz
FOR.70.52090	non sterile	Ø 90 mm	U089005	1160114	1 pz
FOR.70.52095	non sterile	Ø 95 mm	U089005	1160115	1 pz
FOR.70.520100	non sterile	Ø 100 mm	U089005	1160117	1 pz



REF		DIAMETRO	CND	RDM	CONFEZIONE
FOR.70.51750	non sterile	Ø 50 mm	U089005	19867	1 pz
FOR.70.51755	non sterile	Ø 55 mm	U089005	1160127	1 pz
FOR.70.51760	non sterile	Ø 60 mm	U089005	1160128	1 pz
FOR.70.51765	non sterile	Ø 65 mm	U089005	1160129	1 pz
FOR.70.51770	non sterile	Ø 70 mm	U089005	1160130	1 pz
FOR.70.51775	non sterile	Ø 75 mm	U089005	1160131	1 pz
FOR.70.51780	non sterile	Ø 80 mm	U089005	1160132	1 pz
FOR.70.51785	non sterile	Ø 85 mm	U089005	1160133	1 pz
FOR.70.51790	non sterile	Ø 90 mm	U089005	1160134	1 pz
FOR.70.51795	non sterile	Ø 95 mm	U089005	1160135	1 pz
FOR.70.517100	non sterile	Ø 100 mm	U089005	1160136	1 pz



REF		DIAMETRO	CND	RDM	CONFEZIONE
FOR.70.51950	sterile	Ø 50 mm	U089005	1295458	1 pz
FOR.70.51955	sterile	Ø 55 mm	U089005	1295786	1 pz
FOR.70.51960	sterile	Ø 60 mm	U089005	1295789	1 pz
FOR.70.51965	sterile	Ø 65 mm	U089005	1295791	1 pz
FOR.70.51970	sterile	Ø 70 mm	U089005	1295793	1 pz
FOR.70.51975	sterile	Ø 75 mm	U089005	1295794	1 pz
FOR.70.51980	sterile	Ø 80 mm	U089005	1295796	1 pz
FOR.70.51985	sterile	Ø 85 mm	U089005	1295797	1 pz
FOR.70.51990	sterile	Ø 90 mm	U089005	1295799	1 pz
FOR.70.51995	sterile	Ø 95 mm	U089005	1295801	1 pz
FOR.70.519100	sterile	Ø 100 mm	U089005	1295802	1 pz

PESSARIO
IN GOMMA SENZA PIGMENTO

PESSARIO
IN SILICONE

PESSARIO
IN SILICONE BLU STERILE

Visita e protezione | CURA DEL PAZIENTE

La strumentazione giusta è fondamentale per supportare il personale medico durante le visite per non infettare i tessuti aperti e assistere il paziente durante la degenza.

ABBASSALINGUA IN LEGNO MONOUSO

Permette l'appiattimento meccanico della lingua contro il pavimento orale in modo da migliorare la visione della faringe, della laringe e del cavo orale.



REF		DESCRIZIONE	CND	RDM	SCATOLA
AB-0136	sterile	Legno - 15,2 cm	V9001	1382892	Conf. da 200 pz Box da 4.000 pz
AB-0136/NS	non sterile	Legno - 15,2 cm	V9001	2441281	Conf da 100 pz Box da 5.000 pz
AB-0136/P	sterile	Plastica - 14,6 cm	V9001	1382892	500 pz

GUANTI IN LATTICE STERILI PER MEDICAZIONE ED ESPLORAZIONE

I guanti in lattice sono prodotti con Lattice di gomma, materiale di origine naturale dall'albero della Gomma.

LA CONFEZIONE SINGOLA È COMPOSTA DA N. 2 GUANTI IN LATTICE




REF		MISURA	CND	RDM	SCATOLA
0180/LM2	sterile	Medium	T010201	1382871	100 paia
0180/LL2	sterile	Large	T010201	1382871	100 paia

REF	TAGLIA	AMPIEZZA PALMO	LUNGHEZZA MIN
0180/LM2	M/7-7,5	85-105 mm	240 mm
0180/LL2	L/8-8,5	100-120 mm	240 mm

PINZETTE MONOUSO STERILI PER MEDICAZIONE

Presidio medico necessario per la rimozione di piccoli corpi estranei e medicazioni indirette.



REF		MISURA	CND	RDM	SCATOLA
PIN 102	sterile	13 cm	V9099	1383093	100 pz
PIN 103	sterile	8 cm	V9099	1383093	300 pz

ANOSCOPIO MONOUSO

L'anoscopia è sempre preceduta dall'esame visivo dell'apertura anale e dall'esplorazione manuale da parte del medico. Previa accurata lubrificazione l'anoscopio viene



REF		MISURA	CND	RDM	SCATOLA
0601	sterile	lung. 10 cm tubo Ø 20 mm mandrino Ø 15 mm	G02060301	1382877	60 pz

TAPPETINI DECONTAMINANTI CON AGENTE BATTERIOSTATICO BIOMASTER

Composto da 30 fogli blu, numerati dal n.1 al n. 30. Supporto adesivo sulla superficie del lato pavimento totalmente rimovibile. Il nostro tappeto decontaminante funziona tramite l'agente batteriostatico Biomaster ovvero un additivo antimicrobico permanente, basato su ioni d'argento, che viene incorporato nei materiali per inibire la crescita e la proliferazione di batteri nocivi, muffe e virus, rendendo le superfici più igieniche e sicure per tutta la vita del prodotto. Funziona bloccando i batteri, impedendo loro di riprodursi e diffondersi, senza però ucciderli (quindi è batteriostatico, non battericida), con un'efficacia comprovata fino al 99.99%.



REF		MISURA	CND	RDM	SCATOLA
TAP 11545	non sterile	115x45 cm	T030501	2630140	8 tappetini
TAP 11560	non sterile	115x60 cm	T030501	2630140	8 tappetini
TAP 11590	non sterile	115x90 cm	T030501	2630140	8 tappetini

ROTOLO PER LETTINO IN PURA CELLULOSA 2 VELI - LUCART

Il rotolo in pura cellulosa gofrato a marchio Lucart Professional offre comfort e resistenza durante esami o trattamenti, garantendo igiene e praticità.

REF	DESCRIZIONE	CERTIFICATO	ALT.	LUNGH.	PESO	CONF.
870099	ECONATURAL Rotolo lettino con lozione batteriostatica col. Havana, strappo 37 cm	ECOLABEL* + FSC Recycled**	59 cm	70 m	34 gr/m ²	6 pz
870072J	STRONG80 Rotolo lettino con lozione batteriostatica col. Bianco, strappo 37 cm	ECOLABEL* + PEFC***	59 cm	80 m	34 gr/m ²	6 pz
870074U	ECO80 Rotolo per lettino con lozione batteriostatica col. Bianco, strappo 37 cm	ECOLABEL*	59 cm	80 m	35 gr/m ²	6 pz



*Certificato **Ecolabel UE** è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

Certificato **FSC Recycled indica che il 100% della fibra di carta viene riciclata e almeno l'85% del materiale proviene da rifiuti post-consumo.

*** Certificato **PEFC** per la gestione sostenibile delle foreste assicura che le foreste siano gestite in linea con stringenti requisiti ambientali, sociali ed economici. La certificazione di catena di custodia tiene traccia dei prodotti forestali dalle foreste gestite in maniera sostenibile al prodotto finale.

Lunghe degenze | CURA DEL PAZIENTE

CESTELLO PORTA FLEBO RIGIDO E ASTA REGGIFLEBO ***NOVITÀ 2026***

Ha una misura universale, è antiurto e dotato di sistema di aggancio rapido ad anello chiuso. Si innesta sulla piantana e si adatta a flaconi in vetro, medicinali o sacche per terapie infusionali. L'asta reggiflebo è ad altezza regolabile 160-210 cm.

REF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CND	RDM	SCATOLA
1001	non sterile Cestello porta flebo	ø 96 mm – alt. 285 mm	V0899	2558987	40 pz
27841	non sterile Asta portaflebo 2 ganci a rotelle	alt. 160-210 cm	V9099	2753826	1 pz
27842	non sterile Asta portaflebo 4 ganci a rotelle	alt. 160-210 cm	V9099	2753826	1 pz



GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTE

Grazie ai suoi effetti antidolorifici, anti-edema e miorelassanti, il ghiaccio istantaneo è nello specifico indicato in caso di traumi muscolo-scheletrici, contusioni, distorsioni.



REF	DESCRIZIONE	CND	RDM	SCATOLA
04-YETI	non sterile Ghiaccio in busta TNT 13,5x16,5 cm	M9001	2651738	24 pz
05-YETI	non sterile Ghiaccio in busta PE 13,5x16,5 cm	M9001	2651344	24 pz

MANOPOLA/SPUGNA LAVAPAZIENTE MONOUSO

Fornisce un'igiene efficace in modo comodo e sicuro per il paziente.



REF	DESCRIZIONE	MISURA	CND	RDM	CONFEZIONE
700708*	MANOPOLA saponata in TNT	23x16 cm	N.A.	N.A.	Buste da 50 pz Box da 20 buste
700703	MANOPOLA non saponata in TNT	23x16 cm	N.A.	N.A.	Buste da 50 pz Box da 20 buste
700878**	SPUGNA Saponata	125x80x20 mm	N.A.	N.A.	120 pz
700873	SPUGNA Non Saponata	125x80x20 mm	N.A.	N.A.	120 pz



*Il prodotto è registrato come COSMETICO nel CPNP con il nr. 2083323 – Manopola monouso in TNT Molton, pre-saponata con detergente a Ph neutro isocutaneo

**Il prodotto è registrato come COSMETICO nel CPNP con il nr. 1644125 - Spugna monouso in poliuretano espanso biocompatibile, pre-saponata con detergente a Ph neutro isocutaneo

Manipoli a pulsanti presa a 3 PIN Valleylab | ELETTOCHIRURGIA

Dispositivo monouso da utilizzarsi per il taglio CUT e coagulo COAG dei tessuti, durante la procedura elettrochirurgica.

REF		ELETTRODO	LUNGH. CAVO	CND	RDM	SCATOLA
0201/C+0210-7	sterile	a lama 7 cm	3 mt	K0201010501	2077092	100 pz
0201/C5+0210-7	sterile	a lama 7 cm	5 mt	K0201010501	2219349	75 pz



Tasti CUG-COAG



Presa tipo Valleylab

Kit combinato di manipolo e spugnetta abrasiva REF 0203 o fondina.

REF		KIT	LUNGH. CAVO	CND	RDM	SCATOLA
0201/KITS	sterile	0201/KITS + 0203	3 mt	K0299	12969	100 pz
0201/KITH-5	sterile	0201/KITH-5 + fondina	5 mt	K0299	12969	75 pz



Il manipolo riutilizzabile può essere sottoposto a più cicli di sterilizzazione e sono forniti con elettrodo a lama estraibile compatibile con tutti gli elettrodi da Ø 2,35 mm.

REF		ELETTRODO	LUNGH. CAVO	CND	RDM	CONF.
0201/CR+0210*	non sterile	a lama 7 cm	3 mt	L180301	1687007	5 pz
0201/CR5+0210*	non sterile	a lama 7 cm	5 mt	L180301	1687057	5 pz

*riusabile 100 cicli



INTERUTTORE CUT-COAG

MANIPOLO MONOUSO CON

CON INTERUTTORE CUT-COAG

KIT CON MANIPOLO MONOUSO

CON INTERUTTORE CUT-COAG

MANIPOLO RIUSABILE

Manipoli a pedale e accessori | ELETTROCHIRURGIA

MANIPOLO MONOPOLARE MONOUSO A PEDALE CON SPINOTTO DIAMETRO 4 MM

L'energia generata dall'apparecchiatura passa continuamente dal manipolo monopolare, alla piastra neutra attraverso il tessuto della zona che si sta trattando.

REF	ELETTRODO	LUNG. CAVO	CND	RDM	CONFEZIONE
0202+0210-7	sterile	a lama 7 cm	3 mt	K0201010501	12951 100 pz




MANIPOLO MONOPOLARE RIUSABILE 30 CICLI, A PEDALE CON SPINOTTO DIAMETRO 4 MM

Il manipolo è un accessorio riutilizzabile e richiede pulizia e sterilizzazione prima di ciascun intervento sul paziente.

Le punte sono esclusivamente monouso e devono essere smaltite a norma di legge dopo uso sul paziente.



REF	ELETTRODO	LUNG. CAVO	CND	RDM	CONFEZIONE
0202R+0210-7	non sterile	a lama 7 cm	3 mt	K020199	1035847 5 pz
0202R5+0210-7	non sterile	a lama 7 cm	5 mt	K020199	1035847 5 pz



SPUGNETTA ABRASIVA MONOUSO STERILE

La spugnetta abrasiva favorisce la rimozione rapida del materiale coagulato dalle lame elettrochirurgiche.



REF	MISURE	CND	RDM	SCATOLA
0203	sterile 50 x 50 mm	V07	1383086	500 pz

PENNA DERMOGRAFICA MONOUSO STERILE A PUNTA REGOLARE CON RIGHELLO

Usata per marcare in chirurgia generale, in radioterapia e nell'identificazione della posizione per l'ultrasonografia di tipo B., per la didattica medica e altre attività di marcatura.



REF	MISURE	CND	RDM	CONFEZIONE
65-201-RQ-01	sterile 13 cm (tappo chiuso)	V9004	2676801	100 pz

Adattatori per manipoli monopolari | ELETTROCHIRURGIA

Gli adattatori vengono utilizzati su [manipoli ad attivazione manuale](#), con attacco standard a 3 pin tipo Valleylab.

REF		DESCRIZIONE	CND	RDM	CONFEZIONE
0503 (F4833)	riusabile	Erbe serie T Ø 4 mm	Z12010980	2223460	1 pz
0503/ICC (F4832)	riusabile	Erbe serie ICC e ACC con attacco Ø 5mm.	Z12010980	2223459	1 pz
0504 (F4831)	riusabile	Martin / Berchtold	Z12010980	2223458	1 pz



Elettrodi per manipoli | ELETTROCHIRURGIA


ELETTRODI PER MANIPOLI – STANDARD IN ACCIAIO

Gli elettrodi si inseriscono nei manipoli, ogni operazione chirurgica richiede una delle forme disponibili: a lama, ad ago e a pallina.

REF		MISURE	CND	RDM	CONFEZIONE
0210-7	sterile	a lama cm. 7	K0201010301	2627683	25 pz
0210-7P	sterile	a lama piegata cm. 7	K0201010301	2627683	25 pz
0210-10	sterile	a lama cm. 10	K0201010301	2627683	25 pz
0210-15	sterile	a lama cm. 13	K0201010301	2627683	25 pz
0220-7	sterile	ad ago cm. 7	K0201010301	2627683	25 pz
0220-7P	sterile	ad ago piegato cm. 7	K0201010301	2627683	25 pz
0220-13	sterile	ad ago cm. 13	K0201010301	2627683	25 pz
0232-6	sterile	a pallina Ø 2 mm./lung.6 cm.	K0201010301	2627683	25 pz
0232-6P	sterile	a pallina piegato Ø 2 mm./lung. 6 cm.	K0201010301	2627683	25 pz
0232-13	sterile	a pallina Ø 2 mm./lung. 13 cm.	K0201010301	2627683	25 pz
0233-13	sterile	a pallina Ø 3 mm./lung. 13 cm.	K0201010301	2627683	25 pz
0234-6	sterile	a pallina Ø 4 mm./lung.6 cm.	K0201010301	2627683	25 pz
0234-6P	sterile	a pallina piegato Ø 4 mm./lung.6 cm.	K0201010301	2627683	25 pz
0234-13	sterile	a pallina Ø 4 mm./lung. 13 cm.	K0201010301	2627683	25 pz
0235-6	sterile	a pallina Ø 5 mm./lung.6 cm.	K0201010301	2627683	25 pz
0235-6P	sterile	a pallina piegato Ø 5 mm./lung.6 cm.	K0201010301	2627683	25 pz
0235-13	sterile	a pallina Ø 5 mm./lung. 13 cm.	K0201010301	2627683	25 pz

N.B.: se indicato sterile il prodotto è monouso

REF		MISURE	CND	RDM	CONFEZIONE
R-0210-7	riusabile	a lama cm. 7	L1299	12558	10 pz
R-0210-7P	riusabile	a lama piegata cm. 7	L1299	12558	10 pz
R-0210-10	riusabile	a lama cm. 10	L1299	12558	10 pz
R-0210-15	riusabile	a lama cm. 15	L1299	12558	10 pz
R-0220-7	riusabile	ad ago cm. 7	L1299	12558	10 pz
R-0220-7P	riusabile	ad ago piegato cm. 7	L1299	12558	10 pz
R-0220-13	riusabile	ad ago cm. 13	L1299	12558	10 pz
R-0221-5	riusabile	ad ago sottile cm. 5	L1299	12558	10 pz
R-0232-6	riusabile	a pallina Ø 2 mm./lung.6 cm.	L1299	12558	10 pz
R-0232-6P	riusabile	a pallina piegato Ø 2 mm./lung. 6 cm.	L1299	12558	10 pz
R-0232-13	riusabile	a pallina Ø 2 mm./lung. 13 cm.	L1299	12558	10 pz
R-0233-6	riusabile	a pallina Ø 3 mm./lung.6 cm.	L1299	12558	10 pz
R-0233-6P	riusabile	a pallina piegato Ø 3 mm./lung. 6 cm.	L1299	12558	10 pz
R-0233-13	riusabile	a pallina Ø 3 mm./lung. 13 cm.	L1299	12558	10 pz
R-0234-6	riusabile	a pallina Ø 4 mm./lung.6 cm.	L1299	12558	10 pz
R-0234-6P	riusabile	a pallina piegato Ø 4 mm./lung.6 cm.	L1299	12558	10 pz
R-0234-13	riusabile	a pallina Ø 4 mm./lung. 13 cm.	L1299	12558	10 pz
R-0235-6	riusabile	a pallina Ø 5 mm./lung.6 cm.	L1299	12558	10 pz
R-0235-6P	riusabile	a pallina piegato Ø 5 mm./lung.6 cm.	L1299	12558	10 pz



LOOP AD ANSA SEMI ROTONDA - LUNGHEZZA CM. 13

Metodo di codificazione elettrodi a loop:

Il primo gruppo di numeri indica la forma dell'elettrodo come segue: **0250 = Loop semicircolare**


Nel secondo gruppo di numeri le prime due cifre indicano in mm. l'**altezza (A)** e le seconde due la **larghezza (B)**

Le ultime due cifre indicano la **lunghezza (L) totale** dello stelo dell'elettrodo (-13= cm 13)

REF		MISURE		CND	RDM	CONFEZIONE
0250-1005-13	sterile	cm. 1,0 x 0,5	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-1007-13	sterile	cm. 1,0 x 0,7	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-1008-13	sterile	cm. 1,0 x 0,8	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-1010-13	sterile	cm. 1,0 x 1,0	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-1015-13	sterile	cm. 1,0 x 1,5	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-1505-13	sterile	cm. 1,5 x 0,5	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-1507-13	sterile	cm. 1,5 x 0,7	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-1508-13	sterile	cm. 1,5 x 0,8	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-1510-13	sterile	cm. 1,5 x 1,0	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-1512-13	sterile	cm. 1,5 x 1,2	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-1515-13	sterile	cm. 1,5 x 1,5	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-2008-13	sterile	cm. 2,00 x 0,8	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-2010-13	sterile	cm. 2,00 x 1,0	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-2012-13	sterile	cm. 2,00 x 1,2	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-2015-13	sterile	cm. 2,00 x 1,5	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0250-2020-13	sterile	cm. 2,00 x 2,00	ansa semirotonda	K0201010301	2627683	25 pz

N.B.: se indicato sterile il prodotto è monouso

REF		MISURE		CND	RDM	CONFEZIONE
R 0250-1005-13	riusabile	cm. 1,0 x 0,5	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-1007-13	riusabile	cm. 1,0 x 0,7	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-1008-13	riusabile	cm. 1,0 x 0,8	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-1010-13	riusabile	cm. 1,0 x 1,0	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-1015-13	riusabile	cm. 1,0 x 1,5	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-1505-13	riusabile	cm. 1,5 x 0,5	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-1507-13	riusabile	cm. 1,5 x 0,7	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-1508-13	riusabile	cm. 1,5 x 0,8	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-1510-13	riusabile	cm. 1,5 x 1,0	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-1512-13	riusabile	cm. 1,5 x 1,2	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-1515-13	riusabile	cm. 1,5 x 1,5	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-2008-13	riusabile	cm. 2,00 x 0,8	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-2010-13	riusabile	cm. 2,00 x 1,0	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-2012-13	riusabile	cm. 2,00 x 1,2	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-2015-13	riusabile	cm. 2,00 x 1,5	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz
R 0250-2020-13	riusabile	cm. 2,00 x 2,00	ansa semirotonda	L12991	12558	10 pz



LOOP AD ANSA ROTONDA O A DIAMANTE

Gli elettrodi servono a operare su sezioni di tessuto interno al corpo e le diverse forme consentono un raggio più ampio di sezioni.

REF		MISURE	CND	RDM	CONFEZIONE
0240-4-5	sterile	Ø 4 mm.- lung. cm 5 ansa rotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0240-8-5	sterile	Ø 8 mm.- lung. cm 5 ansa rotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0240-11-5	sterile	Ø 11 mm.- lung. cm 5 ansa rotonda	K0201010301	2627683	25 pz
0240-D-5	sterile	lung. cm. 5 ansa a diamante	K0201010301	2627683	25 pz

N.B.: se indicato sterile il prodotto è monouso

REF		MISURE	CND	RDM	CONFEZIONE
R 0240-4-5	riusabile	Ø 4 mm.- lung. cm 5 ansa rotonda	L12991	12558	10 pz
R 0240-8-5	riusabile	Ø 8 mm.- lung. cm 5 ansa rotonda	L12991	12558	10 pz
R 0240-11-5	riusabile	Ø 11 mm.- lung. cm 5 ansa rotonda	L12991	12558	10 pz
R 0240-D-5	riusabile	lung. cm. 5 ansa a diamante	L12991	12558	10 pz



LOOP AD ANSA QUADRATA E A VELA PER CONIZZAZIONE - LUNGHEZZA CM. 13

Gli elettrodi servono a operare su sezioni di tessuto interno al corpo e le diverse forme consentono un raggio più ampio di sezioni.

REF		MISURE	CND	RDM	CONFEZIONE
0260-1004-13	sterile	cm. 1,0 x 0,4 ansa quadrata	K0201010301	2627683	25 pz
0260-1005-13	sterile	cm. 1,0 x 0,5 ansa quadrata	K0201010301	2627683	25 pz
0260-1007-13	sterile	cm. 1,0 x 0,7 ansa quadrata	K0201010301	2627683	25 pz
0260-1008-13	sterile	cm. 1,0 x 0,8 ansa quadrata	K0201010301	2627683	25 pz
0260-1010-13	sterile	cm. 1,0 x 1,0 ansa quadrata	K0201010301	2627683	25 pz
0260-1015-13	sterile	cm. 1,0 x 1,5 ansa quadrata	K0201010301	2627683	25 pz
0260-13	sterile	ansa a vela per conizzazione	K0201010301	2627683	25 pz

N.B.: se indicato sterile il prodotto è monouso

REF		MISURE	CND	RDM	CONFEZIONE
R 0260-1004-13	riusabile	cm. 1,0 x 0,4 ansa quadrata	L12991	12558	10 pz
R 0260-1005-13	riusabile	cm. 1,0 x 0,5 ansa quadrata	L12991	12558	10 pz
R 0260-1007-13	riusabile	cm. 1,0 x 0,7 ansa quadrata	L12991	12558	10 pz
R 0260-1008-13	riusabile	cm. 1,0 x 0,8 ansa quadrata	L12991	12558	10 pz
R 0260-1010-13	riusabile	cm. 1,0 x 1,0 ansa quadrata	L12991	12558	10 pz
R 0260-1015-13	riusabile	cm. 1,0 x 1,5 ansa quadrata	L12991	12558	10 pz
R 0260-13	riusabile	ansa a vela per conizzazione	L12991	12558	10 pz



ELETTRODI PER MANIPOLI - PUNTA IN TUNGSTENO

Vengono utilizzati in interventi di chirurgia microscopica e procedure di coagulazione ad alta precisione. La loro elevata resistenza al calore li rende ideali per applicazioni che richiedono controllo e precisione nei tessuti biologici.


REF	MISURE	CND	RDM	SCATOLA
170-120-05	sterile ad ago protetto 5 cm	K02030101	2621002	10 pz
170-120-06	sterile ad ago protetto 6 cm	K02030101	2621002	10 pz
170-120-07	sterile ad ago protetto 7 cm	K02030101	2621002	10 pz
170-120-09	sterile ad ago protetto 9 cm	K02030101	2621002	10 pz
170-120-12	sterile ad ago protetto 12 cm	K02030101	2621002	10 pz
170-120-15	sterile ad ago protetto 15 cm	K02030101	2621002	10 pz
170-122-05	sterile ad ago protetto piegato 5 cm	K02030101	2621002	10 pz
170-122-06	sterile ad ago protetto piegato 6 cm	K02030101	2621002	10 pz
170-122-07	sterile ad ago protetto piegato 7 cm	K02030101	2621002	10 pz
170-122-09	sterile ad ago protetto piegato 9 cm	K02030101	2621002	10 pz
170-122-12	sterile ad ago protetto piegato 12 cm	K02030101	2621002	10 pz
170-122-15	sterile ad ago protetto piegato 15 cm	K02030101	2621002	10 pz



ELETTRODI PER MANIPOLI - ANTIESCARA CON RIVESTIMENTO IN TEFLON (NON-STICK)

Sono elettrodi rivestiti in PTFE, materiale noto per la sua elevata resistenza chimica e bassa adesione ai tessuti. Sono dunque antiaderenti e antiescara. Questi elettrodi consentono procedure mediche precise e sicure.

REF	MISURE	CND	RDM	SCATOLA
150-110-06-NS	sterile a lama 6 cm	K0201010301	2621003	10 pz
150-110-07-NS	sterile a lama 7 cm	K0201010301	2621003	10 pz
150-110-10-NS	sterile a lama 10 cm	K0201010301	2621003	10 pz
150-110-16-NS	sterile a lama 16 cm	K0201010301	2621003	10 pz
151-110-06-NS	sterile a lama protetta 6 cm	K0201010301	2621003	10 pz
151-110-07-NS	sterile a lama protetta 7 cm	K0201010301	2621003	10 pz
151-110-10-NS	sterile a lama protetta 10 cm	K0201010301	2621003	10 pz
151-110-16-NS	sterile a lama protetta 16 cm	K0201010301	2621003	10 pz
150-120-07-NS	sterile ad ago 7 cm	K0201010301	2621003	10 pz
150-120-10-NS	sterile ad ago 10 cm	K0201010301	2621003	10 pz
150-120-15-NS	sterile ad ago 15 cm	K0201010301	2621003	10 pz
151-120-07-NS	sterile ad ago protetto 7 cm	K0201010301	2621003	10 pz
151-120-10-NS	sterile ad ago protetto 10 cm	K0201010301	2621003	10 pz
151-120-15-NS	sterile ad ago protetto 15 cm	K0201010301	2621003	10 pz
151-160-05-NS	sterile a pallina protetta 5 cm	K0201010301	2621003	10 pz
151-160-13-NS	sterile a pallina protetta 13 cm	K0201010301	2621003	10 pz



Piastre paziente monouso | ELETTROCHIRURGIA

Il posizionamento corretto della “piastra paziente” è di estrema importanza nell'elettrochirurgia in quanto permette il corretto transito della corrente attraverso il corpo del paziente.

REF	MISURE	SUPERFICIE TOTALE	SUPERFICIE A CONTATTO	CND	RDM	SCATOLA
0350/C	non sterile adulto senza cavo	217 cm ²	136 cm ²	K02010201	1217407	100 pz
0351/C	non sterile pediatrica senza cavo	145 cm ²	83 cm ²	K02010201	1217407	100 pz
0352/C	non sterile neonatale senza cavo	83 cm ²	32 cm ²	K02010201	1217407	50 pz
0350/CS	non sterile adulto con cavo 3 mt	217 cm ²	136 cm ²	K02010201	1217407	50 pz



0350/C

0351/C

0352/C

0350/CS

Le piastre per elettrobisturi con dispositivo REM o bipartite (ovvero Return Electrode Monitoring) per elettrobisturi sono elettrodi neutri da utilizzare con elettrobisturi in grado di controllare il corretto contatto della piastra con il corpo del paziente.

REF	MISURE	SUPERFICIE TOTALE	SUPERFICIE A CONTATTO	CND	RDM	SCATOLA
0350/R	non sterile adulto senza cavo	217 cm ²	128 cm ²	K02010202	1217419	100 pz
0351/R	non sterile pediatrica senza cavo	145 cm ²	73 cm ²	K02010202	1217419	100 pz
0352/R	non sterile neonatale senza cavo	83 cm ²	31 cm ²	K02010202	1217419	50 pz
0350/RS	non sterile adulto con cavo 3 mt	217 cm ²	128 cm ²	K02010202	1217419	50 pz
0350/RS-5	non sterile adulto con cavo 5 mt	217 cm ²	128 cm ²	K02010202	1217419	50 pz
0351/RS	non sterile pediatrica con cavo 3 mt	145 cm ²	73 cm ²	K02010202	1217419	50 pz
0352/RS	non sterile neonatale con cavo 3 mt	83 cm ²	31 cm ²	K02010202	1217419	50 pz



0350/R

0351/R

0352/R

0350/RS

Attacco 0350/RS

0351/RS e 0352/RS

ADESIVA PREGELLATA CON HYDROGEL

PIASTRA PAZIENTE MONOUSO MONOPARTITA

ADESIVA PREGELLATA CON HYDROGEL

PIASTRA PAZIENTE MONOUSO BIPARTITA

La piastra con misura universale permette di coprire una più vasta varietà di pazienti, dai neonati sopra i 5 kg all'adulto.

REF		MISURE	SUPERFICIE TOTALE	SUPERFICIE A CONTATTO	CND	RDM	SCATOLA
2900	non sterile	universale	168 cm ²	105 cm ²	K020102	227565	100 pz
2900-C/00	non sterile	universale con cavo 3 mt. Attacco Erbe	168 cm ²	105 cm ²	K020102	227508	50 pz
2900-C/12	non sterile	universale con cavo 3 mt. Attacco Valleylab	168 cm ²	105 cm ²	K020102	227508	50 pz



2900



2900-C/00



2900-C/12

PIASTRA PAZIENTE MONOUSO BIPARTITA
ADESIVA PREGELLATA UNIVERSALE

Cavi per piastra paziente | ELETTROCHIRURGIA

CAVI RIUSABILI PER UTILIZZO PIASTRA PAZIENTE

La piastra è un elettrodo di ritorno o di dispersione che raccoglie la corrente ad alta frequenza emessa all'elettrobisturi chiudendo il circuito attraverso il paziente.

REF	MARCA	MODELLI	LUNGH.	CND	RDM	CONF.	
	ELETTROBISTURI		CAVO				
030/AL01	non sterile	AESCULAP	TM- TM401	5 mt	Z12010980	2224048	1 pz
		ALEXANDRA	MOD. D205; E 300; 500D;102/201; 2020/E, 202, MICRO	attacco			
		ALSA	180	universale			
		BERCHTOLD	Tutti: MF100, MF360/A360,380,100,180.	jack mono			
		BIRCHTER	ELEKTROTOM; 200; 390; 400; 540.	Ø 6,3 mm			
		BOVIE	772; 773; 737; 737 XL; 774				
		BURDICK	BOVIE CSV; URO; BS; 400/400;400SR; X10; X10L				
		CAMERON-MILLER	U-7; SU-8				
		COBE	26-1290				
		CONCEPT	TS-403				
		DOLLEY	9600; 9700; 9800; 9900				
		EMS DAVOLI	COBII 203 T; 502; 503T; 505T				
		ERBE	SYSTEM 2000; 5000				
		FASET	ACC / ICC				
		I CUATRO	Serie COBI				
		LAMIDEY	MEGERI 1				
		LED	SUBTILEC tutti; SURGILEC tutti				
		MARTIN	Tutti				
		NEOMED	Serie 2000; ELECTROM 390; 400				
		PHILIPS	Serie 3000; 3000A; 3002; 3006; 3010; 3020				
	RITTER / MDT	TS-403					
	SIDEVAN	SOLID STATE 400; 400 B; 400 SR					
	SOXIL	SEB 2					
	THACKRAY	BP 2000; X10					
	TORRY	T300S					
		LEM 300 CST					
030/AL03	non sterile	BIRCHER	771	5 mt	Z12010980	2224049	1 pz
		ESCHMANN	TD400, 411, 411S	spinotto			
		KIRTO	800 – 881 (serie 76670)	maschio			
		VALLEYLAB	SSE2K, SSE3B, SSE4	Ø 4 mm.			
030/AL04	non sterile	VALLEYLAB	Apparati privi del dispositivo REM	5 mt	Z12010980	2224053	1 pz
		BOWA		Terminale			
		CONMED		Valleylab			
		ERBE ICC International					
	ERBE VIO International						
030/AL05	non sterile	VALLEYLAB e simili	Apparati con dispositivo tipo REMTM (REM è un marchio registrato dalla Valleylab) EXCALIBUR	5 mt	Z12010980	2224052	1 pz
		BOWA		attacco			
		ASPENLABS		universale			
		CONMED		tipo			
		ERBE ICC		Valleylab			
		ERBE VIO					



Pinze elettrochirurgiche mono e bipolari | ELETTROCHIRURGIA

La pinza per coagulazione monopolare è uno strumento riutilizzabile che permette la presa ed il taglio del tessuto con coagulazione monopolare simultanea.

MONOPOLARI

PINZE ELETTROCHIRURGICHE

REF	DESCRIZIONE	LUNGH. CM	PUNTE MM	CND	RDM	CONF.
0204-320-100	riusabile ADSON, retta	12,0	1,0	L180401	2627669	1 pz
0204-320-110	riusabile McINDOE, retta	15,0	1,0 - 2,0	L180401	2627669	1 pz
0204-320-120	riusabile GILLES (1x2), retta	15,0	-	L180401	2627669	1 pz
0204-320-122	riusabile GILLES (1x2), retta	17,8	-	L180401	2627669	1 pz
0204-320-124	riusabile GILLES (1x2), retta	20,0	-	L180401	2627669	1 pz
0204-320-126	riusabile GILLES (1x2), retta	23,0	-	L180401	2627669	1 pz
0204-320-130	riusabile POTTS-SMITH, dissezione retta	15,0	1,0 - 2,0	L180401	2627669	1 pz
0204-320-132	riusabile POTTS-SMITH, dissezione retta	17,8	1,0 - 2,0	L180401	2627669	1 pz
0204-320-134	riusabile POTTS-SMITH, dissezione retta	21,0	1,0 - 2,0	L180401	2627669	1 pz
0204-320-136	riusabile POTTS-SMITH, dissezione retta	23,0	1,0 - 2,0	L180401	2627669	1 pz
0204-320-140	riusabile GERALD, retta	17,8	-	L180401	2627669	1 pz
0204-320-150	riusabile ADSON, baionetta	16,0	1,0 - 2,0	L180401	2627669	1 pz
0204-320-152	riusabile ADSON, baionetta	19,1	1,0 - 2,0	L180401	2627669	1 pz
0204-320-160	riusabile ADSON, baionetta angolata su	16,0	1,0 - 2,0	L180401	2627669	1 pz
0204-320-162	riusabile ADSON, baionetta angolata su	19,1	1,0 - 2,0	L180401	2627669	1 pz
0204-320-164	riusabile ADSON, baionetta angolata su	21,0	1,0 - 2,0	L180401	2627669	1 pz
0204-320-170	riusabile REMINGTON HOBBS	24,1	1,0 - 2,0	L180401	2627669	1 pz



Le pinze bipolari sono indicate negli interventi chirurgici che richiedono la coagulazione e/o la cauterizzazione dei tessuti per favorire l'emostasi. Sono indicate in ogni tipo di chirurgia.

REF	DESCRIZIONE	LUNGH. CM	PUNTE MM	CND	RDM	CONF.
0204-310-100	riusabile McPHERSON, retta	10,2	0,5	L180401	2616196	1 pz
0204-310-102	riusabile McPHERSON, retta punta angolata	10,2	0,5	L180401	2616196	1 pz
0204-310-110	riusabile JEWELER, retta	11,5	N (ago) - 0,7	L180401	2616196	1 pz
0204-310-112	riusabile JEWELER, retta punta angolata	11,5	N (ago) - 0,7	L180401	2616196	1 pz
0204-310-115	riusabile JEWELER, retta punta curva	11,5	N (ago) - 0,7	L180401	2616196	1 pz
0204-310-120	riusabile Retta	15	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-122	riusabile Retta punta angolata	15	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-130	riusabile Retta	18	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-132	riusabile Retta punta angolata	18	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-140	riusabile Retta	20	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-142	riusabile Retta punta angolata	20	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-150	riusabile Retta	22	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-152	riusabile Retta punta angolata	22	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-260	riusabile Retta	24	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-262	riusabile Retta punta angolata	24	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-160	riusabile Baionetta	16,5	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-162	riusabile Baionetta punta angolata in su	16,5	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-165	riusabile Baionetta punta angolata in giù	16,5	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-170	riusabile Baionetta	18	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-172	riusabile Baionetta punta angolata in su	18	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-175	riusabile Baionetta punta angolata in giù	18	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-180	riusabile Baionetta	20	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-182	riusabile Baionetta punta angolata in su	20	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-185	riusabile Baionetta punta angolata in giù	20	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-190	riusabile Baionetta	22	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-200	riusabile Baionetta	24	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz
0204-310-205	riusabile Baionetta punta angolata	24	0,5 - 1 - 2	L180401	2616196	1 pz



0204-310-110-N RETTA



0204-310-140-20 RETTA



0204-310-115-N RETTA PUNTA CURVA



0204-310-122-10 RETTA PUNTA ANGOLATA



0204-310-170-05 BAIONETTA



0204-310-172-05 BAIONETTA PUNTA ANGOLATA IN SU



0204-310-185-20 BAIONETTA PUNTA ANGOLATA IN GIÙ



0204-310-200-10 BAIONETTA

Cavi per pinze elettrochirurgiche | ELETTROCHIRURGIA

CAVI PER PINZE MONOPOLARI

REF	DESCRIZIONE	LUNGH.	CND	RDM	CONF.
030/AL43	riusabile Innesto pinza Ø 4,8 mm FEMMINA Connettore generatore standard Ø 4 mm Banana Plug	3 mt	K02010203	45130	1 pz
030/AL83	riusabile Innesto pinza Ø 4 mm MASCHIO Connettore generatore standard Bovie Ø 8 mm (plug compatibile con Valleylab, Conmed, Bovie)	3 mt	K02010203	45130	1 pz
030/AL85	riusabile Innesto pinza Ø 4 mm MASCHIO Connettore generatore standard Bovie Ø 8 mm (plug compatibile con Valleylab, Conmed, Bovie)	5 mt	K02010203	45130	1 pz




CAVI PER PINZE BIPOLARI


REF	DESCRIZIONE	LUNGH. - CONNETTORE	CND	RDM	CONF.
030-190-110 (F7906EU01/3)	riusabile Attacco Europeo (a slitta)	3 mt - 2 pin - 4 mm	Z12010980	2581787	1 pz
030-190-110/5 (F7906EU01/5)	riusabile Attacco Europeo (a slitta)	5 m - 2 pin - 4 mm	Z12010980	2581788	1 pz
030-190-120 (F7906EU03/3)	riusabile Attacco Europeo (a slitta)	3 mt - Martin / Berchtold	Z12010980	2581790	1 pz
030-190-140/5 (F7906EU02/5)	riusabile Attacco Europeo (a slitta)	5 mt - Erbe / Siemens	Z12010980	2581794	1 pz





030-190-110
ATTACCO A 2 PIN Ø 4 MM per elettrobisturi
Valleylab, Conmed, Dolley, EMC, Eschmann, Lamidey,
GPS, Danieli, GEI. LED, e marche più comuni.



030-190-120
ATTACCO PER ELETTROBISTURI
Martin, Berchtold, Wolf



030-190-140/5
ATTACCO PER ELETTROBISTURI
Erbe, Downs, Siemens



Terminale di connessione
alle pinze tipo EUROPEO

Vasi e accessori | ASPIRAZIONE CHIRURGICA

VASO PER ASPIRAZIONE MONOUSO DA 2 LITRI

HOSPITAL'S VACUUM è un sistema di raccolta dei liquidi presenti in campo operatorio. Il vaso di raccolta è trasparente e munito di una scala graduata in ml per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del liquido drenato.

REF		DESCRIZIONE	CND	RDM	CONFEZIONE
0801/NS	non sterile	senza tubo	A06030401	1754924	25 pz
0802/NS	non sterile	con tubo da 140 cm e connettore F/F	A06030401	1754924	25 pz



ACCESSORI ASPIRAZIONE

REF		DESCRIZIONE	CND	RDM	CONFEZIONE
0805/CP	non sterile	connettore piegato	N.A.	N.A.	100 pz
0811	non sterile	carrello portavaso a 4 posti	N.A.	N.A.	1 pz



Cannule e tubi | ASPIRAZIONE CHIRURGICA

CANNULE PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA

La cannula Yankauer, è indicata per un'aspirazione precisa senza compromettere la visibilità del campo operatorio.

REF		DESCRIZIONE	LUNGH.	DIAM. / PUNTA	CND	RDM	CONF.
8250YACE	sterile	Cannula tipo Yankauer con bulbo ergonomica	27 cm	Ø 8 mm / CH32	A06010103	2869239	100 pz
8250YACEV	sterile	Cannula tipo Yankauer con bulbo ergonomica con CONTROLLO DEL VUOTO	27 cm	Ø 8 mm / CH32	A06010103	2869239	100 pz
8250YAE	sterile	Cannula tipo Yankauer punta standard ergonomica	27 cm	Ø 8 mm / CH24	A06010103	2869239	100 pz
8250YAEV	sterile	Cannula tipo Yankauer punta standard ergonomica con CONTROLLO DEL VUOTO	27 cm	Ø 8 mm / CH24	A06010103	2869239	100 pz



TUBI PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA

Il tubo di aspirazione è compatibile con tutti i modelli di cannula Yankauer, entrambi i lati finiscono con connettori femmina.

REF		DESCRIZIONE	LUNGH.	DIAM.	CND	RDM	CONF.
6090210FF	sterile	Tubo in PVC medicale per l'aspirazione intraoperatoria con 2 connettori femmina	210 cm	6 x 9 mm	A060102	2615994	50 pz
6090300FF	sterile	Tubo in PVC medicale per l'aspirazione intraoperatoria con 2 connettori femmina	300 cm	6 x 9 mm	A060102	2615994	50 pz



KIT COMPOSTO DA CANNULA YANKAUER CON BULBO E TUBO PER ASPIRAZIONE

REF		DESCRIZIONE CANNULA	LUNGH. CANNULA	LUNGH. TUBO	CND	RDM	CONF.
YACE210	sterile	Bulbo ergonomico senza controllo del vuoto	25 cm	210 cm	A06010103	2615997	50 pz
YACEV210	sterile	Bulbo ergonomico CON CONTROLLO DEL VUOTO	25 cm	210 cm	A06010103	2615997	50 pz
YAE210	sterile	Punta standard senza controllo del vuoto	25 cm	210 cm	A06010103	2615997	50 pz
YAEV210	sterile	Punta standard CON CONTROLLO DEL VUOTO	25 cm	210 cm	A06010103	2615997	50 pz
YACE300	sterile	Bulbo ergonomico senza controllo del vuoto	25 cm	300 cm	A06010103	2615997	50 pz
YACEV300	sterile	Bulbo ergonomico CON CONTROLLO DEL VUOTO	25 cm	300 cm	A06010103	2615997	50 pz
YAE300	sterile	Punta standard senza controllo del vuoto	25 cm	300 cm	A06010103	2615997	50 pz
YAEV300	sterile	Punta standard CON CONTROLLO DEL VUOTO	25 cm	300 cm	A06010103	2615997	50 pz



Mascherine e occhialini | OSSIGENOTERAPIA

L'obiettivo dell'ossigenoterapia è quello di migliorare l'ossigenazione dei tessuti, ridurre lo sforzo respiratorio, ridurre lo sforzo cardiaco nei cardiopatici e aumentare la sopravvivenza.

REF		DESCRIZIONE	MISURE	LUNGH. TUBO	CND	RDM	CONF.
OXY01	sterile	maschera con elastico e fascetta metallica	adulto	2 mt	R03010201	2634291	100 pz
OXY01-P	sterile	maschera con elastico e fascetta metallica	pediatrica	2 mt	R03010201	2634291	100 pz



Il regolatore "Venturi" prevede i 6 raccordi per la concentrazione di ossigeno come segue: blu 24%, giallo 28%, bianco 31%, verde 35%, rosa 40%, arancione 50%.

REF		DESCRIZIONE	MISURE	LUNGH. TUBO	CND	RDM	CONF.
OXY02	sterile	maschera con kit di raccordi colorati per variazione della concentrazione di ossigeno	adulto	2 mt	R03010202	2438929	100 pz
OXY02-P	sterile	maschera con kit di raccordi colorati per variazione della concentrazione di ossigeno	pediatrica	2 mt	R03010202	2438929	100 pz



OSSIGENO

MASCHERA

REGOLATORE "VENTURI"

MASCHERA OSSIGENO CON

La maschera con reservoir è un dispositivo a bassi flussi formato da una maschera semplice e da un “sacco polmone” (reservoir) che ha il vantaggio di arrivare ad erogare ossigeno con una concentrazione (FIO₂) prossima al 90%.

REF		DESCRIZIONE	MISURE	LUNGH. TUBO	CND	RDM	CONF.
OXY03	sterile	maschera con sacca reservoir	adulto	2 mt	R03010201	2438954	100 pz
OXY03-P	sterile	maschera con sacca reservoir	pediatrica	2 mt	R03010201	1006706	100 pz




L'aerosolterapia è una tecnica di somministrazione dei farmaci, usata soprattutto per la cura o la prevenzione di malattie da raffreddamento, infiammazioni ed infezioni delle vie aeree.

REF		DESCRIZIONE	MISURE	LUNGH. TUBO	CND	RDM	CONF.
OXY04	sterile	maschera con nebulizzatore da 60 ml e tubo connettore	adulto	2 mt	R03010301	2436752	100 pz
OXY04-P	sterile	maschera con nebulizzatore da 60 ml e tubo connettore	pediatrica	2 mt	R03010301	1006726	100 pz




La cannula nasale permette al paziente può parlare, mangiare o bere lasciando un buon confort per la durata dell'uso.

REF	DESCRIZIONE	MISURE	LUNGH. TUBO	CND	RDM	CONF.
TB01	sterile occhialini con attacco per narici	adulto	2 mt	R03010301	2436751	100 pz
TB01-P	sterile occhialini con attacco per narici	pediatrica	2 mt	R03010301	1006726	100 pz



La cannula nasale è costituita da due tubicini da inserire nel naso e fissati grazie al loro passaggio dietro le orecchie e sotto il mento, dove il sondino è unito a una cannula, che, a sua volta, è collegata alla fonte erogatrice di ossigeno come un serbatoio di ossigeno in forma gassosa (bombola).

REF	DESCRIZIONE	LUNGH. TUBO	DIAMETRO	CND	RDM	CONF.
PR02	sterile tubo connettore e raccordo di giunzione	300 cm	Tubo: \varnothing 0,5 cm Raccordo: \varnothing 0,8 cm	R03010303	2436753	100 pz



Pep Mask | TERAPIA RESPIRATORIA

SET PEP/RMT™ CON MASCHERA FACCIALE

La PEP MASK è un presidio medico fondamentale per la riabilitazione respiratoria.

Il set è composto da: maschera, custodia, valvola, resistori.

REF		DESCRIZIONE	MISURE	CND	RDM	CONF.
71100	riusabile	Set misura neonato	70 mm x 60 mm x 48 mm	Y030327	1957516	1 pz
71101	riusabile	Set misura bambino	85 mm x 71 mm x 48,3 mm	Y030327	1957517	1 pz
71102	riusabile	Set misura ragazzo	101 mm x 80 mm x 70 mm ± 5 mm	Y030327	1957518	1 pz
71103	riusabile	Set misura adulto	115 mm x 90 mm x 80 mm ± 5mm	Y030327	1957184	1 pz
71104	riusabile	Set misura adulto large	125 mm x 100 mm x 83 mm ± 5mm	Y030327	1957523	1 pz
71108	riusabile	Set con boccaglio	---	Y030327	1957532	1 pz



MASCHERA FACCIALE PEP/RMT™

È un metodo basato sull'applicazione di una resistenza alla bocca nella fase espiratoria, che, generando una Pressione Espiratoria Positiva (P.E.P.) all'interno delle vie aeree, ne previene il collasso e garantisce l'attivazione dei circoli collaterali.

REF		DESCRIZIONE	MISURE	CND	RDM	CONF.
71110	riusabile	Maschera misura neonato	70 mm x 60 mm x 48 mm	Y030327	1963530	1 pz
71111	riusabile	Maschera misura bambino	85 mm x 71 mm x 48,3 mm	Y030327	1958709	1 pz
71112	riusabile	Maschera misura ragazzo	101 mm x 80 mm x 70 mm ± 5 mm	Y030327	1958712	1 pz
71113	riusabile	Maschera misura adulto	115 mm x 90 mm x 80 mm ± 5mm	Y030327	1958724	1 pz
71114	riusabile	Maschera misura adulto large	125 mm x 100 mm x 83 mm ± 5mm	Y030327	1958726	1 pz




Accessori per Pep Mask | TERAPIA RESPIRATORIA

ACCESSORI PER PEP/RMT™ ***NOVITÀ 2026***

I ricambi della Pep Mask sono essenziali per mantenere l'efficacia delle maschere per terapia respiratoria.

REF	DESCRIZIONE	CND	RDM	CONF.
71109	Boccaglio da 3 pezzi	Y030327	1958948	3 pz
71118	Adattatore per cannule tracheostomiche	Y030327	1958812	1 pz
71119	Valvola PEP/RMT™	Y030327	1961085	1 pz
71120	Set con 8 resistori: 1,5 mm nero + 2 mm bianco + 2,5 mm giallo + 3 mm blu + 3,5 verde + 4 mm arancione + 5 mm marrone	Y030327	1961207	1 pz
71121	Resistore 1,5 mm NERO	Y030327	1961230	5 pz
71122	Resistore 2 mm BIANCO	Y030327	1961235	5 pz
71123	Resistore 2,5 mm GIALLO	Y030327	1961240	5 pz
71124	Resistore 3 mm BLU	Y030327	1961246	5 pz
71125	Resistore 3,5 mm VERDE	Y030327	1961251	5 pz
71126	Resistore 4 mm ARANCIO	Y030327	1961258	5 pz
71127	Resistore 5 mm MARRONE	Y030327	1961353	5 pz
71128	Resistore 6 mm VIOLA	Y030327	1961403	5 pz
71130	Manometro PEP/RMT™ -100 / +150 cm H ₂ O	Y030327	1958950	1 pz
71131	Manometro PEP/RMT™ -30 / +30 cm H ₂ O	Y030327	1957197	1 pz
71132	T-connector per manometro	Y030327	1957187	1 pz
71133	Vetro di ricambio per manometro	Y030327	1958952	1 pz



Cannule tracheostomiche | OTORINOLARINGOIATRIA

Le cannule tracheostomiche servono principalmente a connettere lo stoma, ossia il foro creato, alle macchine per la ventilazione meccanica che supportano la respirazione del paziente, ormai non più autonoma.

CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA

MODELLO C: CANNULA, MANDRINO, CANNULA INTERNA E 2 FASCE DI FISSAGGIO

REF		LUNGH.	DIAM. INTERNO	DIAM. ESTERNO	CND	RDM	CONF.
CHTT5C	sterile	55 mm	Ø 5 mm	Ø 8,6 mm	R01050201	1377509	1 pz
CHTT6C	sterile	64 mm	Ø 6 mm	Ø 9,7 mm	R01050201	1377509	1 pz
CHTT7C	sterile	70 mm	Ø 7 mm	Ø 10,8 mm	R01050201	1377509	1 pz
CHTT8C	sterile	75 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm	R01050201	1377509	1 pz
CHTT9C	sterile	78 mm	Ø 9 mm	Ø 13,2 mm	R01050201	1377509	1 pz



CANNULA TRACHEOSTOMICA NON CUFFIATA

MODELLO NC: CANNULA, MANDRINO, 2 CANNULE INTERNE E 2 FASCE DI FISSAGGIO

REF		LUNGH.	DIAM. INTERNO	DIAM. ESTERNO	CND	RDM	CONF.
CHTT5NC	sterile	55 mm	Ø 5 mm	Ø 8,6 mm	R01050101	1377499	1 pz
CHTT6NC	sterile	64 mm	Ø 6 mm	Ø 9,7 mm	R01050101	1377499	1 pz
CHTT7NC	sterile	70 mm	Ø 7 mm	Ø 10,8 mm	R01050101	1377499	1 pz
CHTT8NC	sterile	75 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm	R01050101	1377499	1 pz
CHTT9NC	sterile	78 mm	Ø 9 mm	Ø 13,2 mm	R01050101	1377499	1 pz



CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA FENESTRATA

MODELLO CF/A: CANNULA, MANDRINO, 3 CANNULE INTERNE E 2 FASCE DI FISSAGGIO

REF		LUNGH.	DIAM. INTERNO	DIAM. ESTERNO	CND	RDM	CONF.
CHTT5CF/A	sterile	55 mm	Ø 5 mm	Ø 8,6 mm	R01050201	1378189	1 pz
CHTT6CF/A	sterile	64 mm	Ø 6 mm	Ø 9,7 mm	R01050201	1378189	1 pz
CHTT7CF/A	sterile	70 mm	Ø 7 mm	Ø 10,8 mm	R01050201	1378189	1 pz
CHTT8CF/A	sterile	75 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm	R01050201	1378189	1 pz
CHTT9CF/A	sterile	78 mm	Ø 9 mm	Ø 13,2 mm	R01050201	1378189	1 pz



CANNULA TRACHEOSTOMICA NON CUFFIATA FENESTRATA

MODELLO F/A: CANNULA, MANDRINO, 3 CANNULE INTERNE, 2 TAPPI E 2 FASCE DI FISSAGGIO

REF		LUNGH.	DIAM. INTERNO	DIAM. ESTERNO	CND	RDM	CONF.
CHTT5F/A	sterile	55 mm	Ø 5 mm	Ø 8,6 mm	R01050101	1378198	1 pz
CHTT6F/A	sterile	64 mm	Ø 6 mm	Ø 9,7 mm	R01050101	1378198	1 pz
CHTT7F/A	sterile	70 mm	Ø 7 mm	Ø 10,8 mm	R01050101	1378198	1 pz
CHTT8F/A	sterile	75 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm	R01050101	1378198	1 pz
CHTT9F/A	sterile	78 mm	Ø 9 mm	Ø 13,2 mm	R01050101	1378198	1 pz



CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA CON LINEA DI ASPIRAZIONE

MODELLO C-S: CANNULA, MANDRINO, CANNULA INTERNA, LINEA DI ASPIRAZIONE E 2 FASCE DI FISSAGGIO

REF		LUNGH.	DIAM. INTERNO	DIAM. ESTERNO	CND	RDM	CONF.
CHTT5C-S	sterile	55 mm	Ø 5 mm	Ø 8,6 mm	R01050201	1376532	1 pz
CHTT6C-S	sterile	64 mm	Ø 6 mm	Ø 9,7 mm	R01050201	1376532	1 pz
CHTT7C-S	sterile	70 mm	Ø 7 mm	Ø 10,8 mm	R01050201	1376532	1 pz
CHTT8C-S	sterile	75 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm	R01050201	1376532	1 pz
CHTT9C-S	sterile	78 mm	Ø 9 mm	Ø 13,2 mm	R01050201	1376532	1 pz



CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA FENESTRATA CON LINEA DI ASPIRAZIONE

MODELLO CF-S/A: CANNULA, MANDRINO, 3 CANNULE INTERNE, 2 TAPPI, LINEA DI ASPIRAZIONE E 2 FASCE DI FISSAGGIO

REF		LUNGH.	DIAM. INTERNO	DIAM. ESTERNO	CND	RDM	CONF.
CHTT5CF-S/A	sterile	55 mm	Ø 5 mm	Ø 8,6 mm	R01050201	1378194	1 pz
CHTT6 CF-S/A	sterile	64 mm	Ø 6 mm	Ø 9,7 mm	R01050201	1378194	1 pz
CHTT7 CF-S/A	sterile	70 mm	Ø 7 mm	Ø 10,8 mm	R01050201	1378194	1 pz
CHTT8 CF-S/A	sterile	75 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm	R01050201	1378194	1 pz
CHTT9 CF-S/A	sterile	78 mm	Ø 9 mm	Ø 13,2 mm	R01050201	1378194	1 pz



CANNULA TRACHEOSTOMICA NEONATALE

MODELLO N: CANNULA, MANDRINO E FASCIA DI FISSAGGIO

REF		LUNGH.	DIAM. INTERNO	DIAM. ESTERNO	CND	RDM	CONF.
CHTT3N	sterile	30 mm	Ø 3 mm	Ø 4,5 mm	R01050101	1378201	1 pz
CHTT3,5N	sterile	32 mm	Ø 3,5 mm	Ø 5,2 mm	R01050101	1378201	1 pz
CHTT4N	sterile	34 mm	Ø 4 mm	Ø 5,9 mm	R01050101	1378201	1 pz



CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA

MODELLO P: CANNULA, MANDRINO E 2 FASCE DI FISSAGGIO

REF		LUNGH.	DIAM. INTERNO	DIAM. ESTERNO	CND	RDM	CONF.
CHTT3P	sterile	39 mm	Ø 3 mm	Ø 4,5 mm	R01050101	1378203	1 pz
CHTT3,5P	sterile	40 mm	Ø 3,5 mm	Ø 5,2 mm	R01050101	1378203	1 pz
CHTT4P	sterile	41 mm	Ø 4 mm	Ø 5,9 mm	R01050101	1378203	1 pz
CHTT4,5P	sterile	42 mm	Ø 4,5 mm	Ø 6,9 mm	R01050101	1378203	1 pz
CHTT5P	sterile	44 mm	Ø 5 mm	Ø 7,1 mm	R01050101	1378203	1 pz
CHTT5,5P	sterile	46 mm	Ø 5,5 mm	Ø 7,7 mm	R01050101	1378203	1 pz




Accessori cannule | OTORINOLARINGOIATRIA

TUTTI GLI ACCESSORI SONO COMPATIBILI CON I NOSTRI SET. NON GARANTIAMO LA COMPATIBILITÀ CON ALTRI MARCHI.

Le cannule tracheostomiche fenestrate offrono al paziente la possibilità di respirare normalmente e queste aperture permettono il passaggio di aria attraverso le vie aeree superiori.

REF		DESCRIZIONE	DIAM. INT.	CND	RDM	CONF.
CHTTx-IF	sterile	Cannula interna fenestrata	Ø da 5 a 9 mm	R01050101	1378204	5 pz*
CHTTx-IF/A	sterile	Cannula interna fenestrata con connettore 15 mm	Ø da 5 a 9 mm	R01050101	1378209	5 pz*
CHTTx-IF/V	sterile	Cannula interna fenestrata con valvola fonatoria	Ø da 5 a 9 mm	R01050101	1378210	5 pz*
CHTTx-IC/LP	sterile	Cannula interna a basso profilo	Ø da 5 a 9 mm	R01050101	1378207	5 pz*
CHTTx-IC/HP	sterile	Cannula interna con connettore 15 mm	Ø da 5 a 9 mm	R01050101	1378208	5 pz*

*Busta con 5 pezzi confezionati singolarmente



Gli accessori permettono la manutenzione e pulizia delle cannule applicate sul paziente.

REF		DESCRIZIONE	CND	RDM	CONF.
CHTT-BR	non sterile	Scovolino	R01058099	2813847	10 pz
CHTT-BRS	sterile	Scovolino	R01058099	1476927	25 pz*
CHTT-RC	sterile	Tappo di decannulazione	R010580	1476924	5 pz*
CHTT-BC	sterile	Tappo di chiusura con connettore 15 mm	R010580	1476925	5 pz*
CHTT-SV	sterile	Valvola fonatoria	R010580	1476923	5 pz*

*Busta con pezzi confezionati singolarmente



INTERNE

CANNULE


MANUTENZIONE

ACCESSORI

TUTTI GLI ACCESSORI SONO COMPATIBILI CON I NOSTRI SET. NON GARANTIAMO LA COMPATIBILITÀ CON ALTRI MARCHI.

Le fasce di fissaggio sono dispositivi medici specializzati progettati per mantenere le cannule tracheostomiche in posizione sicura e stabile intorno al collo del paziente, prevenendo movimenti indesiderati e sganciamenti accidentali.

REF		DESCRIZIONE	MISURE	CND	RDM	CONF.
CHTT-COLL01	sterile	Collarino universale	380 mm x 23 mm x 5 mm	R010580	1476929	1 pz
CHTT-COLL01-SNS	non sterile	Collarino misura S	420 mm x 35 mm x 6 mm	R01058001	2368606	10 pz
CHTT-COLL01-MNS	non sterile	Collarino misura M	454 mm x 35 mm x 6 mm	R01058001	2368606	10 pz
CHTT-COLL01-LNS	non sterile	Collarino misura L	500 mm x 35 mm x 6 mm	R01058001	2368606	10 pz



FISSAGGIO

FASCIA DI

Elettrodi e gel per E.C.G. | ECOGRAFIA

ELETTRODI PER E.C.G. A BOTTONE CON SUPPORTO FOAM E GEL

Gli elettrodi a bottone presentano una faccia senza gel, quella non a contatto con la pelle del paziente, una protuberanza che si inserisce all'interno dell'incavo presente sul terminale del cavo paziente. La dimensione permette di stimolare una zona più vasta ed ottenere la massima efficacia dagli elettrocardiogrammi.

REF	DESCRIZIONE	MISURE	CND	RDM	SCATOLA
LF50	non sterile Elettrodo ECG tondo gel semiliquido	Ø 50 mm	C020501	210146	1000 pz



GEL PER ELETTRODI SPECTRA® 360 - PARKER

Prodotto ideato per elettrodi conduttivi in gomma/carbone con la formula STAY-WET® non granulosa che consente un uso prolungato senza riapplicazione. Pensato per ECG, TENS, monitoraggio e pediatria; non è raccomandato per la defibrillazione.

REF	QUANTITÀ	CND	RDM	SCATOLA
12-08	non sterile 250 gr	V9099	128283	12 pz



Gel per ultrasuoni | ECOGRAFIA

GEL PER ULTRASUONI FLACONE SPREMIBILE CON TAPPO DOSATORE PUSH-PULL UP

ULTRAGEL è un gel studiato per l'uso in diagnostica ad ultrasuoni. Il prodotto non è formulato per l'uso diretto su membrane e mucose.



REF		QUANTITÀ	CND	RDM	SCATOLA
UG250	non sterile	250 ml	V9099	2525676	36 pz
UG1000	non sterile	1000 ml	V9099	2525676	12 pz
UG5000C	non sterile	5000 ml	V9099	2525676	2 pz - Cubitainer da 5 litri con nr 1 flacone da 260 ml

GEL TRASPARENTE PER ULTRASUONI FLACONE SPREMIBILE CON TAPPO DOSATORE PUSH-PULL UP

ULTRAGEL garantisce la trasmissione degli ultrasuoni in diversi campi di applicazione.



REF		QUANTITÀ	CND	RDM	SCATOLA
UG250T	non sterile	250 ml	V9099	2525671	36 pz
UG1000T	non sterile	1000 ml	V9099	2525671	12 pz
UG5000CT	non sterile	5000 ml	V9099	2525671	2 pz - Cubitainer da 5 litri con nr 1 flacone da 260 ml

GEL TRASPARENTE STERILE TRANSONIC® GEL DI TRASMISSIONE AD ULTRASUONI

Il gel ultrasuoni è utilizzato per migliorare la conducibilità elettrica tra il corpo del paziente e gli elettrodi ove sia richiesta la sterilità del prodotto.



REF		QUANTITÀ	CND	RDM	SCATOLA
G-15E	sterile	20 ml	V9099	48682	48 pz

GEL PER ULTRASUONI AQUASONIC® 100 - PARKER

Il gel per ultrasuoni è uno speciale gel medicale utilizzato per doppler, fisioterapia, esami elettromedicali ed ecografie.



REF		COLORE	QUANTITÀ	CND	RDM	SCATOLA
01-01	sterile	Azzurro	20 gr	V9099	125280	48 pz
01-08	non sterile	Azzurro	0,25 lt	V9099	2398666	12 pz
01-50	non sterile	Azzurro	5 lt	V9099	2398665	4 pz
03-50	non sterile	Trasparente	5 lt	V9099	2398660	4 pz

Carta ecografica Sony e stampanti | ECOGRAFIA

L'ecografia è un metodo di diagnostica non invasivo che utilizzando ultrasuoni consente di visualizzare organi, ghiandole, vasi sanguigni, strutture sottocutanee ed anche strutture muscolari e tendinee in numerose parti del corpo.

CARTA SONY ORIGINALE PER STAMPANTI BIANCO/NERO - FORMATO A4

REF	DESCRIZIONE	CND	RDM	SCATOLA
UPP210HD	Carta B/N tipo 2 – Formato A4 per l'uso con stampanti UP-991AD, UP-990AD, UP-971AD, UP-970AD	Z1302	86416	20 rotoli



CARTA SONY ORIGINALE PER STAMPANTI BIANCO/NERO - FORMATO A6

REF	DESCRIZIONE	CND	RDM	SCATOLA
UPP110S	Carta B/N a densità maggiore tipo 1 – Formato A6 per l'uso con stampanti UP-895CE, UP-D895, UP-890CE, UP-890, UP-860CE, UP-D860	Z1302	86371	Conf. da 10 rotoli Box da 100 rotoli
UPP110HD	Carta B/N a densità maggiore tipo 2 – Formato A6 per l'uso con stampanti UP-895CE, UP-D895, UP-890CE, UP-D890, UP-860CE, UP-D860	Z1302	86110	Conf. da 10 rotoli Box da 100 rotoli
UPP110HG	Carta B/N a densità maggiore tipo 5 – Formato A6 per l'uso con stampanti UP-895CE, UP-D895	Z1302	86161	Conf. da 10 rotoli Box da 100 rotoli



CARTA SONY ORIGINALE PER STAMPANTI BIANCO/NERO - FORMATO A7

REF	DESCRIZIONE	CND	RDM	SCATOLA
UPP84HG	Carta B/N a densità maggiore tipo HG – Formato A7 per l'uso con stampante UP-D711MD	Z1302	831025	100 rotoli
UPP84S	Carta B/N a densità maggiore tipo S – Formato A7 per l'uso con stampante UP-D711MD	Z1302	831055	100 rotoli



CARTA SONY ORIGINALE PER STAMPANTI A COLORI - FORMATI A4/A6

REF	DESCRIZIONE	CND	RDM	SCATOLA
UPC-R80-MD	Carta colori auto-laminante in confezione da 2 rotoli da 50 fogli ciascuno – Formato A4 per l'uso con stampanti UP-DR80MD	Z1302	127748	4 rotoli
UPC-21L	Carta colori in confezione da 200 fogli di supporti di stampa, 4 nastri di inchiostro a colori – Formato A6 per l'uso con stampanti UP-25MD, UP-27MD, UP-D25MD.	Z1302	86517	6 confezioni
UPC-21S	Carta colori in confezione da 240 supporti di stampa, 3 nastri di inchiostro a colori – Formato A6 per l'uso con stampanti UP-25MD, UP-27MD, UP-D25MD.	Z1302	86463	6 confezioni



STAMPANTI SONY PER CARTA ECOGRAFICA

REF	DESCRIZIONE	CND	RDM	SCATOLA
UP-X899MD	Stampante Sony BIANCO/NERO analogica e digitale A6	Z110706	1153496	1 pz
UP-25MD	Stampante Sony COLORE analogica medicale	Z110706	347665	1 pz
UP-D25MD	Stampante Sony COLORE digitale medicale	Z110706	306367	1 pz



UP-X899MD



UP-25MD



UP-D25MD

Carta ecografica Mitsubishi | ECOGRAFIA

La carta ecografica viene utilizzata principalmente per esami diagnostici con applicazioni di ultrasuoni.

CARTA MITSUBISHI ORIGINALE PER STAMPANTI BIANCO/NERO - FORMATO A6

REF	DESCRIZIONE	CND	RDM	SCATOLA
KP61B-CE	carta B/N – Formato A6 per l'uso con stampanti fotografiche P93W/E e P95DE/DW	Z1302	156372	Conf. da 4 rotoli Box da 80 rotoli
KP65HM-CE	carta B/N – Formato A6 per l'uso con stampanti fotografiche P93W/E e P95DE/DW	Z1302	165319	Conf. da 4 rotoli Box da 80 rotoli



INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI

Abbassalingua In Legno Monouso	pag. 13
Accessori Aspirazione	pag. 30
Accessori Cannule - Accessori Per Manutenzione	pag. 41
Accessori Cannule - Cannule Interne	pag. 41
Accessori Cannule - Fascia Di Fissaggio	pag. 42
Accessori Per Pep/Rmt™	pag. 36
Adattatori Per Manipoli Monopolari	pag. 19
Anoscopio Monouso	pag. 14
Braccialetto Identificazione Mamma-Neonato	pag. 6
Cannula Tracheostomica Cuffiata	pag. 37
Cannula Tracheostomica Cuffiata Con Linea Di Aspirazione	pag. 39
Cannula Tracheostomica Cuffiata Fenestrata	pag. 38
Cannula Tracheostomica Cuffiata Fenestrata Con Linea Di Aspirazione	pag. 39
Cannula Tracheostomica Neonatale	pag. 40
Cannula Tracheostomica Non Cuffiata	pag. 37
Cannula Tracheostomica Non Cuffiata Fenestrata	pag. 38
Cannula Tracheostomica Pediatrica	pag. 40
Cannule Monouso Per Aspirazione Intrauterina Metodo "Karman"	pag. 10
Cannule Monouso Per Aspirazione Intrauterina Rigida Curva A Becco Di Flauto	pag. 10
Cannule Monouso Per Aspirazione Intrauterina Rigida Retta A Becco Di Flauto	pag. 10
Cannule Per Aspirazione Chirurgica	pag. 31
Carta Mitsubishi Originale Per Stampanti Bianco/Nero - Formato A6	pag. 48
Carta Sony Originale Per Stampanti A Colori - Formati A4/A6/A7	pag. 47
Carta Sony Originale Per Stampanti Bianco/Nero - Formato A4	pag. 45

Carta Sony Originale Per Stampanti Bianco/Nero - Formato A7	pag. 46
Cavi Per Pinze Bipolari	pag. 29
Cavi Per Pinze Monopolari	pag. 29
Cavi Riutilizzabili Per Utilizzo Piastra Paziente	pag. 26
Cestello Porta Flebo Rigido E Asta Reggiflebo	pag. 16
Coprisonda In Lattice Non Lubrificata	pag. 8
Coprisonda Lubrificata Eclipse® - Parker	pag. 9
Elettrodi Per E.C.G. A Bottone Con Supporto Foam E Gel	pag. 43
Elettrodi Per Manipoli - Antiescara Con Rivestimento In Teflon (Non-Stick)	pag. 23
Elettrodi Per Manipoli - Punta In Tungsteno	pag. 23
Elettrodi Per Manipoli - Standard In Acciaio	pag. 20
Fissatore Citologico Spray	pag. 8
Gel Lubrificante Sterile Cogel - Comedical	pag. 9
Gel Per Elettrodi Spectra® 360 - Parker	pag. 43
Gel Per Ultrasuoni Acquasonic® 100 - Parker	pag. 44
Gel Per Ultrasuoni Flacone Spremibile Con Tappo Dosatore Push-Pull Up	pag. 44
Gel Trasparente Per Ultrasuoni Flacone Spremibile Con Tappo Dosatore Push-Pull Up	pag. 44
Gel Trasparente Sterile Transonic® Gel Di Trasmissione Ad Ultrasuoni	pag. 44
Ghiaccio Istantaneo In Buste	pag. 16
Guanti In Lattice Sterili Per Medicazione Ed Esplorazione	pag. 13
Kit Composto Da Cannula Yankauer Con Bulbo E Tubo Per Aspirazione	pag. 31
Kit Con Manipolo Monouso Con Interruttore Cut-Coag	pag. 17
Loop Ad Ansa Rotonda O A Diamante	pag. 22
Loop Ad Ansa Semi Rotonda - Lunghezza Cm. 13	pag. 21
Loop Ad Ansa Squadrata E A Vela Per Conizzazione - Lunghezza Cm. 13	pag. 22
Manipolo Monopolare Monouso A Pedale Con Spinotto Diametro 4 Mm	pag. 18

Manipolo Monopolare Riusable 30 Cicli, A Pedale Con Spinotto Diametro 4 Mm	pag. 18
Manipolo Monouso Con Interruttore Cut-Coag	pag. 17
Manipolo Riusable Con Interruttore Cut-Coag	pag. 17
Manopola/Spugna Lavapaziente Monouso	pag. 16
Maschera Facciale Pep/Rmt™	pag. 35
Maschera Ossigeno	pag. 32
Maschera Ossigeno Con Regolatore “Venturi”	pag. 32
Maschera Ossigeno Con Reservoir	pag. 33
Maschera Ossigeno Per Aerosolterapia	pag. 33
Minicontainer Portavetrini Non Sterili	pag. 8
Occhialini Per Ossigenoterapia	pag. 34
Palloncino Monouso Per Maturazione Cervicale	pag. 9
Pap-Test Sterile	pag. 11
Penna Demografica Monouso Sterile A Punta Regolare Con Righello	pag. 18
Perforatore Membrana Amniotica Monouso Sterile	pag. 6
Pessario In Gomma Senza Pigmento	pag. 12
Pessario In Silicone	pag. 12
Pessario In Silicone Blu Sterile	pag. 12
Piastra Paziente Monouso Bipartita Adesiva Pregellata Con Hydrogel	pag. 24
Piastra Paziente Monouso Bipartita Adesiva Pregellata Universale	pag. 25
Piastra Paziente Monouso Monopartita Adesiva Pregellata Con Hydrogel	pag. 24
Pinze Elettrochirurgiche Bipolari	pag. 28
Pinze Elettrochirurgiche Monopolari	pag. 27
Pinzetta Ombelicale Monouso Sterile	pag. 6
Pinzette Monouso Sterili Per Medicazione	pag. 13
Prolunga Per Ossigenoterapia	pag. 34

Rotolo Per Lettino In Pura Cellulosa 2 Veli - Lucart	pag. 15
Set Pep/Rmt™ Con Maschera Facciale	pag. 35
Set Per Biopsia Endometriale Sterile	pag. 6
Sonda Isterometrica Dilatatrice Monouso Sterile	pag. 7
Sonda Per Il Prelievo Endometriale Tipo “Endocyte” Monouso Sterile	pag. 7
Spatole Di Ayre In Legno Monouso	pag. 7
Spazzolino Per Prelievo Endocervicale Monouso	pag. 7
Speculum Vaginale - Modello A Perno Centrale	pag. 5
Speculum Vaginale - Modello A Perno Centrale Dentellato	pag. 5
Speculum Vaginale - Modello A Vite Laterale	pag. 5
Spugnetta Abrasiva Monouso Sterile	pag. 18
Stampanti Sony Per Carta Ecografica	pag. 47
Tampone Ovattato Per Prelievo In Legno Monouso	pag. 8
Tappetini Decontaminanti Con Agente Batteriostatico Bit	pag. 14
Tronchesina Per Pinzetta Ombelicale	pag. 6
Tubi Per Aspirazione Chirurgica	pag. 31
Vaso Per Aspirazione Monouso Da 2 Litri	pag. 30
Vetrini Per Citologia, Molati E Con Banda Sabbziata	pag. 8

“La vita ha due doni preziosi:
la bellezza e la verità.

La prima l’ho trovata nel cuore
di chi ama e la seconda nella
mano di chi lavora.”

Khalil Gibran